



Ультразвуковий скрабер для шкіри

Ultrasonic Scrubber USS 201

Інструкція з експлуатації

Перед використанням уважно прочитайте
інструкцію з експлуатації.

Заходи безпеки

Дякуємо за придбання приладу для ультразвукового іонного очищення USS 201. Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію з експлуатації перед використанням приладу та зберігайте її належним чином, щоб передати її будь-яким наступним користувачам.

Інструкція з експлуатації містить вказівки з техніки безпеки щодо правильного використання виробу. Тому, будь ласка, уважно прочитайте її і зберігайте належним чином, щоб уникнути пошкоджень і небезпеки, викликаних неналежним використанням. Цей виріб є персональним і не може використовуватися для багатьох людей в організації. Всі інструкції з техніки безпеки призначені для вашого захисту.

Примітка

У деяких випадках це може призвести до травм або збитків. У зв'язку з цим, будь ласка, дотримуйтеся попереджень.

- Якщо зарядний кабель пошкоджено, замініть його на новий кабель тієї ж специфікації або зверніться до відділу післяпродажного обслуговування нашого заводу (або до продавця)
- Якщо ви відчуваєте біль або аномалії на шкірі або тілі, будь ласка, негайно припиніть його використання.
- Під час чищення та обслуговування інструменту, будь-ласка прослідкуйте, щоб пристрій був вимкнений, від'єднаний від електричної мережі, кришка-ковпачок була закрита
- Дітям заборонено користуватися виробом
- Не використовуйте виріб поблизу легкозаймистих матеріалів (спирт, бензин, рідина для зняття лаку, аерозоль і т.д.)
- Не занурюйте виріб у воду і не промивайте його безпосередньо водопровідною водою
- Якщо виріб було пошкоджено внаслідок, наприклад, необережного падіння не використовуйте його знову.
- Будь ласка, не розбирайте та не ремонтуйте виріб самостійно: Зверніться до магазину, де ви придбали виріб, для технічного обслуговування
- Будь ласка, використовуйте шнур зарядки, наданий нашим заводом, щоб забезпечити відповідність напруги вимогам специфікації виробу.
- Прилад необхідно вчасно чистити після використання, щоб уникнути накопичення жиру або інших залишків
- Вироби заборонено використовувати у разі прийняття ванни або душу. Будь ласка, не використовуйте виріб поблизу ванни, наповненої водою, водяного басейну або інших посудин

Прилад категорично заборонено використовувати людям, які мають такі особливості

- Жінки в період вагітності або місячних, або ті, у кого шкіра страждає від гормонального дисбалансу
- Алергіки, особи зі шкірними захворюваннями, дерматитами, особи, у яких серйозні сонячні опіки
- Особи з ушкодженнями шкіри, екземою та набряками
- Особи в період відновлення після операції
- Особам, які мають вади в кінцівках, органах чуття або ментальні вади. Або особам, що не мають відповідного віку або досвіду, заборонено використовувати продукт, якщо вони не перебувають під наглядом і керівництвом опікуна, і опікун не несе відповідальність за безпеку користувача.



Силіконова насадка з щетинками для режиму Очищення (Cleaning)



Зарядний кабель



Силіконова насадка з хвилями для режиму Ліфтинг (Cleaning)

Інструкція із застосування

Підготовка перед застосуванням

1. Для першого використання, будь ласка, заряджайте прилад 2 години
2. Натисніть і утримуйте клавішу протягом 2 секунд, увімкніть або вимкніть, і натисніть клавішу для перемикання функції.
3. Очистіть лопатку машини шматком чистої тканини або ватним диском.
4. Нанесіть на шкіру миючий розчин або чисту воду.
5. При відсутності живлення автоматично вимикається після звукового сигналу двох крапель. При зарядці індикатори загоряються по черзі, повністю заряджений, і всі індикатори увімкнені.

Очистка шкіри. Cleaning mode.

Вимийте обличчя чистою водою і нанесіть засіб для чищення обличчя

Виберіть режим "Cleaning"

Утримуйте приклад і повільно переміщайте лопатку вздовж зони, яку потрібно очистити, по масажним лініям



Глибокий експорт позитивних іонів. Ion- mode.

Очистіть обличчя чистою водою, розпарьте обличчя розпарювачем для обличчя протягом 5 хв (або прикладіть теплий рушник до обличчя протягом 5 хв), щоб пори шкіри відкрилися належним чином.

Нанесіть лосьйон для видалення вугрів (потримайте протягом 10 хв)

Виберіть режим Ion- mode (4-й), щоб перейти в режим експорту позитивних іонів.

Утримуючи прилад, повільно переміщайте лопатку вздовж місця, яке потрібно очистити по масажним лініям

Використовуйте виріб протягом 10 хв, а потім очистіть обличчя, та лопатку скрабера чистою водою.

Живлення та підтяжка шкіри. Ion+ та Lifting mode

Очистіть обличчя чистою водою, розпарьте обличчя розпарювачем для обличчя протягом 5 хв (або прикладіть теплий рушник до обличчя протягом 5 хв), щоб пори шкіри відкрилися належним чином
Нанесіть есенцію для живлення шкіри

Виберіть режим Ion+ (3-й), щоб перейти в режим швидкого імпорту негативних іонів, повільно рухайте скрабер вздовж напрямку масажних ліній 5 хв.

Далі виберіть режим Liftin (2-й), щоб перейти в режим повільного підйому імпорту іонів знизу вгору, , повільно рухайтеся вздовж напрямку пор 5 хв. Вздовж масажних ліній.

Очистіть обличчя чистою водою і розпарюйте обличчя 10 хв. випарником для обличчя холодної стерилізації протягом 10 хв, щоб зменшити пори (звужити їх на шкірі обличчя)

Потужні коливання ультразвукової хвилі активує шкіру та сприяє метаболізму

Поради

- При використанні виробу, будь ласка, тримайте пристрій, так щоб рука торкалася обох металевих панелей на бічних сторонах машини, тоді функція імпорту та експорту іонів може бути реалізована нормально
- При використанні виробу зробіть кут лопати близько 45 градусів і просувайтеся скрабером вперед проти напрямку пори.
- Використовуючи виріб, будь ласка, не зупиняйтеся під час усієї процедури і повільно його рухайте.
- Якщо на обличчі є запалення, будь ласка, використовуйте прилад після того, як запалення зникне.
- Виріб рекомендується використовувати два-три рази на тиждень, будь ласка, не використовуйте його багато разів на день.
- Перед початком роботи лопатка і прилад повинні бути очищені.

Чистка та технічне обслуговування

- Тримайте виріб подалі від вологи, не кладіть його в посудомийну машину або мікрохвильову піч. Перед чищенням, будь ласка, закрийте кришку-ковпачок.
- Не використовуйте гострі, ідкі або леткі розчинники.
- Виріб можна обережно протирати холодною або теплою водою, м'якою тканиною або ватним диском.
- Будь ласка, не промивайте прилад безпосередньо водою, оскільки це може призвести до його пошкодження.
- Якщо прилад не використовується протягом тривалого часу (близько трьох місяців), будь ласка, повністю зарядіть його, а потім зберігайте його, через ризик пошкодження приладу через дефіцит заряду акумулятора.

Усунення несправностей

Несправність	Можлива причина	Заходи
Лопатка не вібрує	Деформація лопатки	Тримайте лопатку обома руками і виправте її
	Відпав внутрішній дріт	Будь ласка, зв'яжіться з відділом післяпродажного обслуговування нашого заводу
	Зменшіть зусилля при роботі, просто обережно торкайтеся лопатки	Зменшіть зусилля при роботі, просто обережно торкайтеся лопатки
Не вдається запустити	Нестача заряду акумулятора	Заряджайте прилад протягом 2 годин перед увімкненням
	Пошкодження акумулятора, спричинене занадто тривалим періодом невикористання приладу	Будь ласка, зверніться до відділу післяпродажного обслуговування нашого заводу
	Пошкодження, спричинені потраплянням води всередину апарата	Будь ласка, зверніться до відділу післяпродажного обслуговування нашого заводу
	Несправність, спричинена потраплянням води на кнопку	Будь ласка, зверніться до відділу післяпродажного обслуговування нашого заводу
Несправність іонної функції	Руками не торкайтеся шини з прямого боку приладу	Під час роботи рука повинна торкатися шини на бічній стороні приладу
	Внутрішній контур приладу пошкоджений через потрапляння води	Будь ласка, зверніться до відділу післяпродажного обслуговування нашого заводу
Якщо виріб не може нормально працювати, будь ласка, припиніть його використання та зверніться до відділу післяпродажного обслуговування заводу-виробника		

Післягарантійне та сервісне обслуговування

Інструмент використовується тільки для особистого догляду, а не в професійних цілях. Ми надаємо лише один рік гарантії на виріб, і гарантійний термін починається з дати придбання

У разі виявлення дефектів, пов'язаних з матеріалом або виробничим процесом, протягом гарантійного терміну ми можемо замінити деталі або весь виріб відповідно до конкретних умов.

При подачі заявки на технічне обслуговування, будь ласка, надайте уповноваженому підрозділу квитанцію про покупку (рахунок-фактуру) із зазначенням дати придбання виробу до станції технічного обслуговування або відділу післяпродажного обслуговування нашого заводу.

Ми не несемо відповідальності за гарантією в наступних випадках:

Пошкодження внаслідок неналежного використання, наприклад, використання неправильної потужності, підключення виробу до невідповідної розетки, пошкодження, спричинені людиною, і т.д.

Старіння та знос виробу внаслідок нормального використання, що не впливає на нормальне призначення виробу.

Використання виробу не за призначенням або проблеми з виробом, викликані неправильною експлуатацією, непрофесійним обслуговуванням або використанням аксесуарів, не наданих нашою компанією.

Послуги не включають пошкодження, спричинені вищезазначеними діями.

Технічні параметри

Номер продукту: 7C-CPY-01

Розмір продукту: 172 * 43 * 13.50 мм

Вага виробу: 75 г

Напруга акумулятора: 3.7v

Номінальна частота: 1.5w

Ємність акумулятора: 250mAh

Частота леза: 24k +- 1k